

ALIMENTATORE

Per aspiratori di secreti



Alimentatore per applicazioni medicale da utilizzare con dispositivi di aspirazione Spencer. Il dispositivo viene fornito completo di cavo con spina Shuko

Caratteristiche specifiche

La certificazione per impiego medicale, lo rende estremamente sicuro

Progettato per l'impiego in interni

Facile da connettere ed utilizzare, non sono necessarie regolazioni

Dati tecnici

Dimensioni	145x60x33 ± 2mm
Lunghezza cavo rete	2,4 m
Lunghezza cavo in uscita	0,95 m
Peso complessivo	560g
Input	100-240VAC, 50/60Hz, 1.3-0.6 A
Output	12Vdc 6.67°, 80W MAX
Connessione in uscita	Ext ø5,5mm/int ø2,5mm

ALIMENTATORE 220V ASPIRATORE
SPENCER+CAVO ALIMENT.
SC73017E



Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (31/05/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it