

## ZASILACZ SIECIOWY Do ssaków



Zasilacz klasy medycznej, certyfikowany do użytku medycznego ze ssakami Spencer. Zasilacz posiada wtyk Shuko.

### Cechy charakterystyczne

Certyfikat stosowania z urządzeniami medycznymi dający gwarancję bezpieczeństwa  
Przeznaczony do użytku wewnątrz  
Łatwy w podłączeniu i użytkowaniu, nie wymaga dodatkowej instalacji

### Dane techniczne

Wymiary	145x60x33 ± 2mm
Dł. przewodu wejściowego	2,4 m
Dł. przewodu wyjściowego	0,95 m
Waga całkowita	560g
Wejście	100-240VAC, 50/60Hz, 1.3-0.6 A
Wyjście	12Vdc 6.67°, 80W MAX
Złącze wyjściowe	Zew. ø5,5mm/wew. ø2,5mm

220V/12V POWER ADAPTER FOR  
SPENCER SUCTION UNIT  
SC73017E



Distributed by Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (31/05/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)