

SCX 35

Kit 10 Vasi di raccolta monouso



Kit contenente 10 vasi di raccolta monouso destinati all'utilizzo con gli aspiratori di secreti Spencer.

Caratteristiche specifiche

La conicità del vaso consente di ridurre gli ingombri di stoccaggio
 Coperchio dotato di tappi integrati per la chiusura del dispositivo a fine utilizzo e per consentire il successivo svuotamento
 Connessioni chiaramente identificate (connessione vuoto e paziente) per rendere l'utilizzo più sicuro
 Elevata trasparenza per una miglior visualizzazione del contenuto
 Filtro idrofobico integrato nel coperchio
 Scala graduata facilmente leggibile

Dati tecnici

Dimensioni	ø135x185 mm
Capacità	800 ml
Materiali	Polietilene, Polistirene
Peso	145 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

VASO MONOUSO 800ml.C/TAPPO

VACU A.2000 conf.10pz.

SC73039D

Classificazione CND



A0699

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it