

FLASH 12

Unidad de Succión con accesorios



Unidad de Succión para eliminar fluidos del sistema respiratorio y para eliminar materias infecciosas de heridas. El dispositivo crea una presión negativa (vacío) que extrae los fluidos a través de unos tubos desechables conectados a una botella de recolección. Equipado con soporte de pared, transformador y bolsa de transporte.

Características específicas

Compacto y ligero para mayor portabilidad
 Filtro antibacteriano para reducir los riesgos de contaminación
 Funcionamiento con batería interna o transformador
 Protección adicional gracias a la bolsa de transporte
 Amplia base para mayor estabilidad

Equipo

SC73016E	Catéter de succión 1,8m no estéril
SC73017E	transformador
SC73018E	Bolsa de transporte.
SC73019E	Soporte de pared
SC73039E	Depósito de recolección desechable 800ml 10pz

Accesorios opcionales /Repuestos

SC73013E	Filtro antibacteriano desechable
SC73016E	Catéter de succión 1,8m estéril
SC73036E	Depósito de recolección desechable 1200ml 6pz
SC73039E	Depósito de recolección desechable 800ml 10pz
SC73059A	Cordón de corriente CC de 12V

Cumpla la

ISO 10079-1
Clasificación Alto Flujo / Alto Vacío
IEC601-1;CAN/CSA-C22.2 N° 601.1-M90;UL 60601-1,EN60601-1-2
RTCA/D-160D Sección 21 Categoría M
(Sólo para operación con batería; Uso de tubería de aire)

Detalles técnicos

Tamaño	229x178x203 mm
Peso	2,9 kg
Requerimientos Eléctricos	100-240 V AC 50/60Hz 12 V DC, 33W max
Vacío	80 - 550 mmHg
Flujo de Aire	27 l/min (flujo libre)
Temp. de Operación	0°C +40°C
Temp. de Almacenamiento	-40°C +70°C
Humedad Relativa	0-95%
Grado IP	IP 12
Protección contra descargas eléctricas	Clase I y con corriente interna
protección contra descargas eléctricas	Equipo Tipo BF
Modo de Operación	30 min ON, 30 min OFF
Autonomía de la batería	más que 60 min
Tiempo de carga batería	10-17 horas

FLASH 12 - VACU
 2000+SOPORTE+DEPOSITO
 800ml+TRANSF+BOLSA
SC73060B



Distribuido da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it