

FLASH 12

Aspiratore di secreti con accessori



Aspiratore di secreti destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta. Viene fornito con supporto a parete, trasformatore e borsa di trasporto.

Caratteristiche specifiche

Compatto e leggero per maggior portabilità
Filtro antibatterico per ridurre i rischi di contaminazione
Funzionamento con batteria interna o trasformatore
Maggior protezione grazie alla borsa di trasporto
Base larga per una maggior stabilità

Dotazione

SC73016E	Catetere aspirazione 1,8m non sterile
SC73017E	Alimentatore
SC73018E	Borsa di trasporto
SC73019E	Supporto a parete
SC73039E	Vaso monouso 800ml 10pz

Accessori opzionali/Ricambi

SC73013E	Filtro antibatterico monouso
SC73016E	Catetere aspirazione 1,8m sterile
SC73036E	Vaso monouso 1200ml conf 6pz
SC73039E	Vaso monouso 800ml 10pz
SC73059A	Cavo alimentazione 12V con spinotto accendisigari

Conforme a

ISO 10079-1
Classificazione Alto flusso/alto vuoto
IEC601-1;CAN/CSA-C22.2 N° 601.1-M90;UL 60601-1,EN60601-1-2
RTCA/D-160D Sezione 21 Categoria M
(Solo per alimentazione a batteria; Aeromobili commerciali)

Dati tecnici

Dimensioni	229x178x203 mm
Peso	2,9 kg
Alimentazione	100-240 V AC 50/60Hz 12 V DC, 33W max
Vuoto	Da 80 a 550 mmHg
Flusso	27 l/min (flusso libero)
Temperatura di utilizzo	Da 0°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Umidità relativa	0-95%
Grado IP	IP 12
Protezione da shock elettrico	Classe I e alimentazione interna
Grado di protezione da scosse elettriche	Dispositivo di tipo BF
Modo di funzionamento	30 min ON, 30 min OFF
Autonomia batteria	Oltre 60 min
Tempo di ricarica batteria	10-17 ore

FLASH 12 - VACU
2000+SUPPORTO+VASO
800ml+ALIM+SACC
SC73060B



Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it