

Vaso riutilizzabile



Vaso riutilizzabile con valvola di troppopieno.

Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile fino a 30 volte a 121°C

La valvola di troppopieno impedisce l'aspirazione quando viene raggiunto il livello massimo

Guarnizione in silicone

Dati tecnici

Capacità vaso	1000 ml
---------------	---------

Materiali	PC/ABS
-----------	--------

DM di classe I in accordo alla dir.93/42/CE

D - VASO SECRETI 1lt RIUTILIZZABILE

COMPLETO

SC73069A



Distributed by Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (23/07/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it