

Vaso di ricambio 300 ml

Per Jet Compact



Vaso monouso con tubo di aspirazione da utilizzarsi con l'aspiratore Jet Compact.

Caratteristiche specifiche

Filtro idrofobico integrato
 Fornito con tubo di aspirazione monouso
 Elevata trasparenza per offrire una miglior visualizzazione del contenuto

Dati tecnici

Capacità vaso	300 ml
---------------	--------

DM di classe I in accordo alla dir.93/42/CE

JET - VASO MONOUSO 300 ml C/ TUBO
 ASPIRAZIONE
 SC75001E



Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (26/07/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it