

BATTERIA JET



Batteria ricaricabile destinata all'utilizzo con gli aspiratori Spencer della serie Jet.

Caratteristiche specifiche

Compatta e leggera

La conformazione del connettore garantisce il collegamento corretto e sicuro

Compatibile con gli aspiratori HomeJet, AmbuJet, Jet

Dati tecnici

Dimensioni <small>Escluso padding</small>	72x30x54 mm
Peso	280 g
Tipologia	NiMh
Tensione	12 V
Capacità	1,6 Ah
Sistemi di protezione	Fusibile e termistore

BATTERIA JET RICARICAB.AD ALTA CAPACITA' 12V
Ni-MH

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it