

Borsa di trasporto per Jet Compact



Borsa di trasporto destinata ad essere utilizzata con l'aspiratore Jet Compact.

Caratteristiche specifiche

- Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
- Parte superiore trasparente per visualizzare con facilità il vuoto impostato
- La sostituzione del vaso e le operazioni di ricarica, possono essere fatte senza rimuovere l'aspiratore dalla borsa
- Elastico per trattenere il vaso con maggior sicurezza
- Tasca anteriore per l'alloggiamento dei tubi di aspirazione
- Tracolla con moschettoni in alluminio per agevole trasporto

Dati tecnici

Dimensioni con Jet inserito	80x190x190 ± 5mm
Materiali	PVC, PP
Lunghezza tracolla	50 cm
Moschettoni tracolla	Al anodizzato
Peso totale	230 g

BORSA PER JET COMPACT
SC75011E

Rev.2 (15/01/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it