

VASO SERRES

Con sacca monouso



Vaso di raccolta con sacca monouso per aspiratori di secreti. La compatibilità con alcuni aspiratori, può essere ottenuta con l'utilizzo di kit di conversione specifici.

Caratteristiche specifiche

Vaso autoclavabile

Sacche di raccolta monouso con filtro antibatterico integrato

Il filtro antibatterico svolge anche la funzione di valvola di troppo pieno, impedendo la tracimazione di fluidi qualora venga raggiunta la capacità massima

Elevata trasparenza per consentire idonea visualizzazione del contenuto

Dati tecnici

Capacità vaso	1000 ± 100 ml
Peso vaso s/sacca	270 g
Peso sacca monouso	50 g

Ricambi

SC75017D	Contenitore Serres con raccordo
SC75018E	Confezione 36 sacche di raccolta monouso

Vaso e sacca marcati CE in conformità alla dir.93/42/CE

VASO SERRES 1000 ml C/SACCA

SC75015D

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it