

VASO SERRES



Vaso di raccolta per aspiratori di secreti da utilizzarsi con le sacche di raccolta monouso dedicate. La compatibilità con alcuni aspiratori, può essere ottenuta con l'utilizzo di kit di conversione specifici.

Caratteristiche specifiche

Autoclavabile
Elevata trasparenza per consentire idonea visualizzazione del contenuto

Dati tecnici

Capacità vaso	1000 ± 100 ml
Peso	270 g

Accessori

SC75018E	Confezione 36 sacche di raccolta monouso
----------	--

Vaso marcato CE in conformità alla dir.93/42/CE

CONTENITORE OVALE DA 1000ml PER
SACCHE SERRES
SC75017D

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (09/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it