

## Kit conversione Jet



Kit di conversione destinato agli aspiratori Homejet e Ambujet per permettere l'alloggiamento di vasi tipo Serres.

### Caratteristiche specifiche

Vaso autoclavabile  
 Sacche di raccolta monouso  
 Elevata trasparenza per consentire idonea visualizzazione del contenuto  
 Estremamente semplice da installare

### Dati tecnici

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Capacità vaso      | 1000 ± 100 ml |
| Peso vaso s/sacca  | 270 g         |
| Peso sacca monouso | 50 g          |
| Peso kit           | 2,2 kg        |

### Ricambi

|          |  |
|----------|--|
| SC75017D | Contenitore Serres con raccordo          |
| SC75018E | Confezione 36 sacche di raccolta monouso |

Vaso e sacche marcati CE in conformità alla dir.93/42/CE  
 KIT CONVERSIONE AMBUJET/HOMEJET  
 C/SERRES  
**SC75021D**

Vaso e sacche sono distribuiti da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)