

Jet Compact 300 D

Aspirador de secreciones portátil



Aspirador de secreciones extremadamente compacto, destinado a remover fluidos de las vías respiratorias o desde el sistema de soporte a la respiración. El aspirador crea un vacío que extrae los fluidos a través del catéter mono-uso, conectado al sistema de recolección.

Características específicas

Peso y volumen reducidos
 Visualización rápida del vacío establecido gracias a led luminosos
 Clasificación ISO Alto vacío /alto flujo

Accesorios incluidos

Cable alimentación 12V
 Batería
 Vaso mono-uso con filtro
 Tubo paciente mono-uso

Accesorios no incluidos

SC75011D Bolsa Jet Compact
 SC73017E Adaptador AC 220V

Conforme a

ISO 10079-1
 RTCA/DO-160E DO-160E - Sección 21 Categoría M (Solo para alimentación con batería; aviones comerciales, herramientas aéreas)

Datos técnicos

Dimensiones	245x70x185 mm
Peso	1,60 kg
Range vacío	Desde 50 hasta 550 mmHg
Aspiración flujo libre	32 l/min
Nivel acústico	70 dB
Requisitos conex. eléctrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75A max;12VDC 33W max
Grado IP	IP 12
Batería	12V DC Ni-MH
Tiempo de uso batería	30 min ON, 30 min OFF
Tiempo e recarga	5 horas
Capacidad vaso	300 ml
Tubo paciente	1 m
Temperatura de uso	Desde 0°C hasta +45°C
Temperatura de almacenaje	Desde -40°C hasta +70°C
Humedad	Desde 0 hasta 95%

DM de clase IIa según la Dir. 93/42/CEE

JET COMPACT 300 D
 SC75100D



Identificación de registro 79643

NATO STOCK NUMBER 6515150110085

Distribuido por Spencer Italia S.r.l.

Rev.7 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it