

Jet Compact 300 D

Aspirador de secreções portátil



Aspirador extremamente compacto, destina-se para a remoção de fluidos do tracto respiratório ou do sistema de suporte à respiração. O aspirador cria um vácuo que puxa os fluidos através do cateter descartável ligado ao recipiente de recolha.

Características específicas

Peso e tamanho reduzidos
 Visualização rápida do vácuo graças aos LEDs
 Classificação ISO Alto vácuo/Alto fluxo

Equipamento de série

Cabo alimentação 12V
 Bateria
 Frasco descartável com filtro
 Tubo paciente descartável

Acessórios

SC75011D Saco Jet Compact
 SC73017E Fonte de alimentação 220V

Em conformidade com

ISO 10079-1
 RTCA/DO-160E DO-160E - Artigo 21 Categoria M
 (Apenas para alimentação a bateria; aeronaves comerciais, equipamento de bordo)

Especificações técnicas

Dimensões	245x70x185 mm
Peso	1,60 kg
Range vácuo	Desde 50 até 550 mmHg
Sucção livre fluxo	32 l/min
Nível de ruído	70 dB
Requisitos de conexão elétrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max
Grado IP	IP 12
Bateria	12V DC Ni-MH
Tempo de utilização da bateria	30 min ON, 30 min OFF
Tempo de recarga da bateria	5 horas
Capacidade frasco	300 ml
Tubo paciente	1 m
Temp. de utilização	Desde 0°C até +45°C
Temp. de armazenamento	Desde -40°C até +70°C
Umidade	Desde 0 até 95%

DM de classe IIa de acordo com a Dir. 93/42/CEE

JET COMPACT 300 D

SC75100D



ID de registro

79643

NATO STOCK NUMBER 6515150110085

Distributed by Spencer Italia S.r.l.

Rev.7 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it