

## Jet Compact 300 D

### Aspiratore di secreti portatile



Aspiratore di secreti estremamente compatto, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta. Questa versione è completa di alimentatore.

#### Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti  
Rapida visualizzazione del vuoto impostato grazie ai led luminosi  
Classificazione ISO Alto vuoto/Alto flusso

#### Dotazione di serie

Cavo alimentazione 12V  
Batteria  
Vaso monouso con filtro  
Tubo paziente monouso  
SC73017E – Trasformatore 220V-12V

#### Accessori

SC75011D Borsa per Jet Compact

#### Compliant with

ISO 10079-1  
RTCA/DO-160E DO-160E – Section 21 Category M  
(for battery operation only; commercial aircraft, airborne equipment)

#### Dati tecnici

Dimensioni	245x70x185 mm
Peso	1,60 kg
Range vuoto	Da 50 a 550 mmHg
Aspirazione flusso libero	32 l/min
Livello acustico	70 dB
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max
Grado IP	IP 12
Batteria	12V DC Ni-MH
Tempo d'uso batteria	30 min ON, 30 min OFF
Tempo di ricarica batteria	5 ore
Capacità vaso	300 ml
Tubo paziente	1 m
Temp. d'uso	Da 0°C a +45°C
Temp. di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Umidità	Da 0 a 95%

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

JET COMPACT 300D  
C/ALIMENTATORE 220V  
SC75101D



NATO STOCK NUMBER 6515150110085

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (01/02/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)