

# HOME JET 1000 B

## Aspirateur de mucosités portable



Aspirateur de mucosités avec coque antichoc de faible encombrement, destiné à libérer les cavités oropharyngées des liquides pour simplifier la respiration. La pompe à vide placée à l'intérieur du dispositif crée une dépression permettant d'extraire les liquides à travers la sonde d'aspiration branché au bocal réceptacle.

### Caractéristiques spécifiques

Léger et faible encombrement
Base d'appui permettant une stabilité maximale
Rapide vérification du niveau d'aspiration grâce à une échelle graduée avec système de LED
Touches de contrôle simples et intuitives
Classification ISO Haut vide/Haut débit
Coque de protection antichoc

### Équipement de base

Batterie rechargeable
Bocal réceptacle Serres avec poche usage unique
Tubulure patient usage unique 1,8 m
Bandoulière de transport

### Accessoires/Consommables

SC75012E	Pochettes de rangement latérales
SC73017E	Transformateur 220V
RISCO06B	Tube avec raccord pour bords Serres
SC73016E	Tubulure patient 1,8m stérile
SC75018E	Lot de 36 poches usage unique Serres

### Conforme

ISO 10079-1

### Données techniques

Dimensions	200x225x285 ± 5 mm
Poids	2,4 ± 0,1 kg
Débit d'aspiration	De 50 à 550 mmHg
Puissance d'aspiration en air libre	32 l/min
Niveau acoustique	70 db
Caractéristiques connexion électrique	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max; 12VDC 33W max
Index de protection	IP12
Batterie	12V DC Ni-MH
Durée batterie	Max 45-60min en air libre
Temps de recharge	5 h
Modalité d'utilisation	30 min. ON, 30 min. OFF
Volume bocal/poche	1000 ml
Tube patient	1,8 m
Température d'utilisation	De 0°C à +45°C
Température de stockage	De -40°C à +70°C
Humidité	De 0 à 95%

DM Assemblé selon la Dir. 93/42/CEE

HOME JET 1000 B  
SC75210B



Identifiant d'enregistrement 79923

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLEE – d'autres révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)