

HOME JET 1000 B

Aspirador de secreções portátil



Aspirador extremamente compacto, destina-se para a remoção de fluidos do tracto respiratório ou do sistema de suporte à respiração. O aspirador cria um vácuo que puxa os fluidos através do cateter descartável ligado ao recipiente de recolha.

Características específicas

Peso e tamanho reduzidos
Grande base de apoio para a máxima estabilidade
Visualização rápida do vácuo graças aos LEDs
Controles simples e intuitivos
Classificação ISO Alto vácuo/Alto fluxo
Aspirador protegido contra choques e quedas graças ao casco anti-choque

Equipamento de série

Bateria
Frasco Serres con saco descartável
Tubo paciente descartável 1,8 m
Bandoleira para transporte aspirador

Acessórios / Peças Consumíveis

SC75012E	Sacos laterais para Jet
SC73017E	Fonte de alimentação 220V
RISCO06B	Tubo c/ajustamento para frascos Serres
SC73016E	Catetere aspiração 1,8m estéril
SC75018E	Pacote 36 sacos descartáveis

Em conformidade com

ISO 10079-1

Especificações técnicas

Dimensões Jet	200x225x285 ± 5 mm
Peso aspirador	2,4 ± 0,1 kg
Range vácuo	Desde 50 até 550 mmHg
Sucção livre fluxo	32 l/min
Nível de ruído	70 db
Requisitos de conexão elétrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max; 12VDC 33W max
Protecção contra a entrada de fluido	IP12
Bateria	12V DC Ni-MH
Vida útil da bateria	Max 45-60min a fluxo livre
Tempo de recarga da bateria	5 h
Modalidades para a utilização	30 min. ON, 30 min. OFF
Capacidade frasco	1000 ml
Tubo paciente	1,8 m
Temp. de utilização	Desde 0°C até +45°C
Temp. de armazenamento	Desde - 40°C até +70°C
Umidade	Desde 0 até 95%

DM Ass. de acordo com a Dir. 93/42/CEE

HOME JET 1000 B
SC75210B



ID de registro

79923

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it