

HOME JET 1000 R

Aspirateur de mucosité avec batterie rechargeable



Dispositif permettant de libérer les voies aériennes d'un patient en aspirant les mucosités de l'organisme par aspiration..

Caractéristiques spécifiques

Compact, puissant, léger et silencieux
 Coque de protection antichoc
 Équipé d'une batterie rechargeable et facilement démontable
 Bocal réutilisable 1000ml entièrement autoclavable avec valve antireflux
 Base très généreuse pour une stabilité optimale
 Possibilité d'utilisation de poches usage unique
 Touches de mise en fonction et réglage du débit très intuitives
 Fonctionnement sur batterie 12V et sur secteur (220V)
 Visualisation du débit d'aspiration grâce à un système LED à haute visibilité
 Voyant indiquant niveau de batterie, fonctionnement sur secteur

Équipement livré de série

Tube patient usage unique 1,8 m
 Bandoulière de portage
 Filtre antibactérien

Accessoires/Consommable

SC75012E	Poches de rangement latérales
RISC005E	Groupe filtre antibactérien
SC73016E	Tube patient usage unique stérile 1,8m
SC70085A	Bocal 1 lt. Autoclavable avec couvercle
SC75021C	Kit conversion utilisation poches UU

Conforme

ISO 10079-1

Données techniques

Dimensions	200x225x285 mm
Poids	2,4 ± 0,1kg
Puissance d'aspiration	Entre 50 at 550mmHg
Débit d'aspiration	32 l/min
Puissance acoustique	70db
Paramètres de connexion	12VDC 33W max
Batterie	12V DC Ni-MH
Autonomie batterie	Max 45-60min
Modalité d'utilisation	30 min. ON , 30 min. OFF
Durée de chargement	5 heures
Classification ISO	Haut débit/Haut vide
Index de protection	IP12
Capacité bocal	1000 ml
Longueur tube patient	1,8 m
Température d'utilisation	de 0 à + 40 °C
Température de stockage	de -40 °C à +70 °C

DM Ass. selon la Dir. 93/42/CEE

ASPIRATEUR DE MUCOSITES HOME JET
 1000 R
SC75300D



Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it