

HOME JET 1000 R

Aspiratore di secreti



Aspiratore di secreti estremamente compatto, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta.

Caratteristiche specifiche

La connessione diretta tra vaso di raccolta e aspiratore, consentono di mantenere valori di flusso più elevati e una depressione più rapida

Scocca in grado di proteggere da urti e cadute l'intero dispositivo

Sostituzione della batteria estremamente semplice

Peso estremamente contenuto

Base d'appoggio ampia per offrire la massima stabilità

Possibilità di conversione per l'utilizzo con vasi Serres grazie al kit dedicato

Comandi semplici e intuitivi

Visualizzazione del livello di vuoto grazie ad una scala LED ad alta luminosità

Dotazione di serie

Alimentatore 220V e batteria ricaricabile

Tubo paziente monouso 1,8 m

Tracolla per trasporto aspiratore

Accessori/Ricambi di consumo

SC75012E	Borse laterali per Jet
RISC005E	gruppo filtro monouso ambujet - homejet
SC73016E	Catetere aspirazione 1,8m sterile
SC70085A	VASO 1 lt. AUTOCL C/COP
SC75021C	KIT CONVERSIONE AMBUJET/HOMEJET C/SERRES

Conforme a

ISO 10079-1

Dati tecnici

Dimensioni	200x225x285 mm
Peso	2,4 ± 0,1kg
Peso trasformatore	600 ± 50g
Range vuoto	Da 50 a 550mmHg
Aspirazione flusso libero	32 l/min
Rumorosità	70db
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max, 12VDC 33W max
Batteria	12V DC Ni-MH
Durata batteria	Max 45-60min a flusso libero
Modalità d'uso	30 min. ON , 30 min. OFF
Tempo ricarica batteria	5 ore
Classificazione ISO	Alto vuoto/Alto flusso
Protezione ingresso fluidi	IP12
Capacità vaso	1000 ml
Tubo paziente	1,8 m

DM Ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

HOME JET 1000 R C/ALIMENTATORE
220VAC

SC75301



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it