

JET WIRE 1000 B

Aspirador de secreciones portátil



Jet Wire es un dispositivo médico de aspiración portátil, utilizado para remover fluidos de las vías respiratorias y materiales infecciosos de las heridas. El dispositivo actúa creando una presión negativa (vacío) que aspira los fluidos a través de un tubo desechable conectado al vaso recolector. Los líquidos quedan almacenados al interior del vaso, para luego ser desechados de manera apropiada. Se debe utilizar únicamente bajo las indicaciones de un médico.

Características específicas

Ligero y compacto
Fácil visualización de la configuración de vacío gracias a los indicadores LED
Vaso reutilizable de gran capacidad con bolsa desechable
Clasificación ISO Alto Vacío/ Alto flujo
Agarradera ergonómica para el transporte

Accesorios de serie

Batería
Vaso tipo Serres con una bolsa
Tubo estéril para el paciente
12V cable para encendedor de cigarrillos

Accesorios opcionales

SC73017E – AC/DC Adaptador de corriente

Repuestos

OX10105A – Tubo de conexión (se requieren 0,25m)
SC73016E – Tubo estéril para succión
SC75015D – Vaso tipo Serres con bolsa
SC75018E – KIT 36 bolsas Serres
Sc75017D – Vaso Serres

Conforme a

ISO 10079-1
RTCA/DO-160E DO-160E – Sección 21 Categoría M
(funcionamiento solo con batería; aviones comerciales,
Dispositivo aerotransportable)

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensiones (HxWxD) | 260x190x180 ± 5 mm |
| Peso | 2,55 ± 0,2 kg |
| Rango de vacío | De 50 a 550 mmHg |
| Flujo (flujo libre) | 32 l/min |
| Nivel de ruido | 70 dB |
| Requerimientos conexión eléctrica | 100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max |
| Protección IP | IP 12 |
| Batería | 12V DC Ni-MH |
| Modalidad de uso | 30 min ON, 30 min OFF |
| Tiempo de recarga de la batería | 5 h |
| Capacidad del vaso | 1000 ml |
| Tubo paciente | 1,8 m |
| Temperatura de uso | From 0°C to +40°C |
| Temperatura de almacenamiento | From -40°C to +70°C |
| Humedad | From 0 to 95% |

Dispositivo Médico Clase IIa en base Dir. 93/42/CEE
JET WIRE 1000 B
SC75410



Distribuido por Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (22/09/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it