

## AMBUJET P 1000 B 10G

Aspirador de secreciones portátil  
con base cargadora a pared testada 10G



Aspirador de secreciones extremadamente compacto, destinado a remover fluidos de las vías respiratorias o desde el sistema de soporte a la respiración. El aspirador crea un vacío que extrae los fluidos a través del catéter mono-uso, conectado al sistema de recolección. La base tiene la doble función de carga y estación de fijación de acuerdo con la norma EN 1789.

### Características específicas

Peso y volumen reducidos
Visualización rápida del vacío establecido gracias a led luminosos
Clasificación ISO Alto vacío /alto flujo
Carcasa de polietileno resistente a cualquier golpe desenganchar el aspirador es muy rápido, ya que se lleva a cabo presionando el botón rojo en la parte frontal del mismo
La batería se recarga automáticamente cuando el dispositivo está en el sistema de fijación

### Equipamiento de serie

Fijación a pared con recarga automática
Batería
Vaso Serres 1000 ml con bolsa
Tubo paciente mono-uso 1,8 m
Tirante para el transporte

### Accesorios / repuestos

SC75012E	Bolsas para bastidores jet
SC73017E	Transformador 220V
SC73013E	Filtro
SC73016E	Tubo aspiración estéril 1,8 m
SC75018E	Paquete 36 bolsas serres de 1000 ml

### Conforme a

ISO 10079-1  
EN 1789

### Datos técnicos

Dimensiones Jet	200x225x285 mm
Dimensiones con base	200x250x320 mm
Peso de la unidad de succión	2,4 ± 0,1 kg
Peso base	0,7 ± 0,1 kg
Alcance vacío	Desde 50 hasta 550 mmHg
Capacidad de succión	32 l/min
Nivel de ruido	70 db
Requerimiento conexión eléctrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max; 12VDC 33W max
Protección IP	IP12
Batería	12V DC Ni-MH
Modalidad de uso	30 min. ON, 30 min. OFF
Tiempo de recarga	5 h
Capacidad vaso	1000 ml
Tubo paciente	1,8 m
Temp. de uso	Desde 0°C hasta +45°C
Temp. de almacenaje	Desde -40°C hasta +70°C
Humedad	Desde 0 hasta 95%

DM Ass. según la Dir. 93/42/CEE

AMBUJET P 1000 B 10G  
SC75560D



Identificación de registro

86463

Rev.2 (03/10/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)