

## AMBUJET P 1000 B 10G

Aspirador portátil para secreções  
com suporte de parede com recarga automática 10G



Aspirador com dimensões reduzidas, utilizado para a remoção de fluidos do tracto respiratório superior ou do sistema de suporte à respiração. A unidade de sucção cria um vácuo que puxa o fluido através do cateter descartável ligado ao recipiente de recolha. A base tem a dupla função de estação de carga e de fixação em conformidade com a norma EN 1789.

### Características específicas

Peso e tamanho reduzidos
Visualização rápida do vácuo graças aos LEDs
Classificação ISO Alto vácuo/Alto fluxo
Aspirador protegido contra choques e quedas graças ao casco anti-choque
Mecanismo para enganchar e desenganchar a base extremamente rápido
Para carregar a bateria, é só por o aspirador na sua base/fixação

### Equipamento de série

Fixação com sistema de recarga automática integrada
Bateria
Copo Serres com bolsa descartável
Tubo paciente descartável 1,8 m
Alça para transporte aspirador

### Acessórios /Peças de reposição

SC75012E	Bolsas laterais para Jet
SC73017E	Fonte de alimentação 220V
SC73013E	Filtro antibacteriano de reposição
SC73016E	Cateter de aspiração descartável 1,8m sterile
SC75018E	Paquete 36 bolsas descartáveis

### Em conformidade com

ISO 10079-1
EN 1789

### Especificações

Dimensões Jet	200x225x285 mm
Dimensões Jet c/fixação	200x250x320 mm
Peso aspirador	2,65 kg
Peso fixação	0,8 kg
Range vácuo	Da 50 a 550 mmHg
Sucção livre fluxo	32 l/min
Nível de som	70 db
Requisitos de conexão elétrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max; 12VDC 33W max
Classificação IP	IP12
Bateria	12V DC Ni-MH
Tempo de utilização bateria	30 min. ON, 30 min. OFF
Tempo de recarga bateria	5 h
Capacidade do copo	1000 ml
Tubo paciente	1,8 m
Temp. De utilização	Da 0°C a +45°C
Temp. De armazenamento	Da - 40°C a +70°C
Umidade	Da 0 a 95%

DM de classe IIa de acordo com a Dir. 93/42/CEE

AMBUJET P 1000 B 10G  
SC75560D



ID de registo

86463

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)