

## AMBUJET P 1000 R 10G

Aspirador portátil con base cargadora a pared testada 10G



El aspirador AMBUJET Wire P 1000 R 10G es el resultado de inversiones en búsqueda y desarrollo llevadas a cabo a lo largo de los últimos años. La colaboración entre los profesionales sanitarios de emergencias e ingenieros especializados ha llevado el Jet a nuevos niveles de rendimiento; ligereza y modalidad de uso extremadamente intuitiva, como ningún aspirador fabricado en el mundo. Jet tiene una capacidad de succión fuera del común para su categoría - 32 L/min.- y es el único aspirador con fácil acceso para una rápida sustitución de la batería. El vaso recolector, directamente conectado con la unidad de succión, reduce el número de componentes y en consecuencia los costes relacionados con los recambios, la colocación del mismo es extremadamente fácil. Jet es el primer aspirador en el mundo que conlleva una carcasa protectora en polietileno, que lo protege de golpes y caídas. Es un dispositivo prácticamente indestructible, como demuestra la Certificación UNI EN-1789. La excepcional estabilidad se ha logrado posicionando el centro de gravedad en el punto de máxima distancia respecto a la carcasa externa. Además el AMBUJET conlleva una base cargadora a fijar en la pared que ha obtenido la certificación 10G; desenganchar el aspirador es muy rápido, ya que se lleva a cabo presionando el botón rojo en la parte frontal del mismo.

Dispositivo médico Clase IIa  
Conforme a ISO 100079-1  
Clase ISO Alto flujo / Alto vacío

Accesorios  
SC75012E Bolsas laterales  
SC73017E 220V/12V cargador

### Datos técnicos

Dimensiones	200 x 225 x h285 mm
Dimensiones con base	200 x 250 x h320mm
Peso de la unidad de succión	2,4 ± 0,1 kg
Peso base	0,7 ± 0,1 kg
Alcance vacío	Desde 50 hasta 550 mmHg
Capacidad de succión	32 l/min.
Nivel de ruido	70 dB
Protección caídas	Sí
Requerimiento conexión eléctrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max
Batería	12V DC Ni-MH
Modalidad de uso	30 min. ON , 30 min. OFF
Tiempo de recarga de la batería	5 horas
12V Cable	No, integrado en el elemento de fijación
Cargador 220V	No
Capacidad vaso	1000 ml
Tipo de vaso	Reutilizable
Tubo paciente	1,80 mt
Temperatura de uso	Desde 0°C hasta +45°C
Temperatura de almacenaje	Desde -40°C hasta +70°C
Humedad	Desde 0 hasta 95%
Certificación base	Sí , EN 1789 (10G)
Base cargadora	Sí
Protección IP	IP 12
Bandolera	Sí
Libre de latex	
SC75650D	AMBU JET P 1000R 10G
SC75550D	AMBU JET P 800D 10G