

# AMBUJET P 1000 R 10G

Przenośny ssak  
z mocowaniem 10G i ładowarką



Oszczędzający miejsce ssak do usuwania płynów z dróg oddechowych i urządzeń wspomagających oddychanie. Urządzenie wytwarza podciśnienie, dzięki czemu odsysa płyn przez jednorazowy dren do pojemnika zbiorczego. Podstawa pełni podwójną rolę – stacji ładującej i mocowania ściennego zgodnego z normą EN 1789.

## Cechy charakterystyczne

Niska waga i wymiary  
Wyświetlacz LED z wyraźnym widocznym poziomem ustawionego podciśnienia  
Klasyfikacja ISO Wysokie Podciśnienie/ Wysoki Przepływ  
Obudowa ochronna zabezpieczająca urządzenie w przypadku wstrząsów lub upadku.  
Mechanizm szybkiego montażu i uwalniania urządzenia z podstawy  
Automatyczne rozpoczęcie ładowania po umieszczeniu ssaka w podstawie.

## Wposażenie standardowe

Mocowanie z funkcją ładowania  
Akumulator  
Zbiornik wielorazowego użytku  
Jednorazowy dren ssący 1,8 m  
Pasek ramienny do przenoszenia

## Akcesoria dodatkowe/zużywalne

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| SC75012E | Torby boczne na akcesoria            |
| SC75014D | Przewód do gniazda zapalniczki 12VDC |
| SC73017E | Zasilacz 220V                        |
| SC73013E | Filtr przeciwbakteryjny              |
| SC73016E | Sterylny dren ssący 1,8m             |

## Zgodność z normami

ISO 10079-1  
EN 1789:2007+A2:2014

## Dane techniczne

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Wymiary ssaka Jet     | 200x225x285 mm                                      |
| Wymiary w mocowaniu   | 200x250x320 mm                                      |
| Waga ssaka            | 2,4 ± 0,1 kg                                        |
| Waga mocowania        | 0,8 kg                                              |
| Zakres podciśnienia   | From 50 to 550 mmHg                                 |
| Przepływ (swobodny)   | 32 l/min                                            |
| Poziom hałasu         | 70 db                                               |
| Wymagania zasilania   | 100-240 VAC 47-63 Hz<br>0,75A max; 12VDC<br>33W max |
| Klasa IP              | IP12                                                |
| Akumulator            | 12V DC Ni-MH                                        |
| Czas pracy            | 30 min. ON, 30 min. OFF                             |
| Czas ładowania        | 5 h                                                 |
| Pojemność zbiornika   | 1000 ml                                             |
| Długość drenu ssącego | 1,8 m                                               |
| Zakres pracy          | Od 0°C do +45°C                                     |
| Warunki składowania   | Od - 40°C do +70°C                                  |
| Wilgotność            | Od 0 do 95%                                         |

Klasa IIa Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

AMBUJET P 1000 R 10G  
SC75650D



Numer rejestracji

81603

Rev.2 (15/09/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)