

AMBUJET 1000 R 10G

Dispositif d'aspiration portable avec fixation murale 10G



Dispositif d'aspiration compact à utiliser pour éliminer les fluides des voies respiratoires ou du système d'assistance respiratoire. Le dispositif crée une pression négative qui aspire les fluides à travers la sonde d'aspiration branché au bocal réceptacle. La base est fixée conformément à la norme EN 1789.

Caractéristiques spécifiques

Léger et faible encombrement
 Rapide vérification du niveau d'aspiration grâce à une échelle graduée avec système de LED
 Classification ISO Haut vide/Haut débit
 Dispositif d'aspiration protégé des chocs et des chutes grâce à la coque de protection
 Mécanisme d'ancrage et de libération de la base extrêmement rapide
 Connexion directe entre le vase collecteur et la pompe à vide

Équipement de base

10g avec système de déverrouillage rapide
 Batterie
 Vase réutilisable
 Tubulure patient usage unique 1,8 m
 Bandoulière pour un transport facile

Accessoires/Consommables

SC75012E	Pochette latérale pour Jet
SC73017E	Transformateur 220V
RISCO05E	Filtre antibactérien
SC73016E	Tubulure patient 1,8m stérile

Conforme

ISO 10079-1
 EN 1789

Données techniques

Dimensions Jet	200x225x285 mm
Dimensions Jet avec fixation	200x250x320 mm
Poids	2,4 ± 0,1 kg
Poids fixation	0,8 ± 0,1 kg
Débit d'aspiration	From 50 to 550 mmHg
Puissance d'aspiration en air libre	32 l/min
Niveau acoustique	70 dB
Caractéristiques connexion électrique	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75A max; 12VDC 33W max
IP Grade	IP12
Batterie	12V DC Ni-MH
Temps de fonctionnement de la batterie	30 min. ON, 30 min. OFF
Temps de recharge	5 h
Volume bocal/poche	1000 ml
Tube patient	1,8 m
Température d'utilisation	From 0°C to +45°C
Température de stockage	From - 40°C to +70°C
Humidité	From 0 to 95%

DM Assemblé selon la Dir. 93/42/CEE

AMBUJET 1000 R 10G
 SC75850C



Numéro d'enregistrement 81623

Rev.0 (31/07/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it