

JET COMPACT HOMECARE

Aspiratore di secreti portatile



Il dispositivo è inteso per la rimozione di fluidi dalle vie respiratorie. Il dispositivo crea una pressione negativa che estrae i fluidi attraverso un tubo monouso collegato a un recipiente di raccolta. I fluidi vengono intrappolati nel recipiente di raccolta per essere opportunamente smaltiti.

Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti
Rapida visualizzazione del vuoto impostato grazie ai led luminosi
Classificazione ISO Alto vuoto/Alto flusso

Dotazione di serie

Alimentatore 220V/12V con cavo e presa Schuko.
Batteria
Vaso monouso con filtro
Tubo paziente monouso

Ricambi

SC75001E-VASO MONOUSO 300ml C/ TUBO ASPIRAZIONE

Conforme a

ISO 10079-1
RTCA/DO-160E DO-160E - Sezione 21 Categoria M
(Solo per alimentazione a batteria; Aeromobili commerciali, attrezzature aeree)

Dati tecnici

Dimensioni	245x70x185 mm
Peso	1,54 kg
Peso alimentatore	520 g
Range vuoto	Da 50 a 550 mmHg
Aspirazione flusso libero	27 l/min
Livello acustico	70 dB
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max
Grado IP	IP 12
Batteria	12V DC Ni-MH
Tempo d'uso batteria	30 min ON, 30 min OFF
Tempo di ricarica batteria	5 ore
Capacità vaso	300 ml
Tubo paziente	1 m
Temp. d'uso	Da 0°C a +45°C
Temp. di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Umidità	Da 0 a 95%

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

JET COMPACT HOMECARE
SC76100D



7310PD-S (Identificazione modello gruppo aspiratore)

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it