

## JET WIRE HOMECARE

### Kompaktes Absauggerät



Dieses Gerät ist zur Entfernung von Flüssigkeiten aus den Atemwegen oder dem Atmungsunterstützungssystem und von Infektionsmaterial aus Wunden bestimmt. Das Gerät erzeugt einen negativen Druck, der die Flüssigkeiten durch einen Einmalschlauch zieht, der an einen Sammelbehälter angeschlossen ist. Die Flüssigkeiten werden zur ordnungsgemäßen Entsorgung im Sammelbehälter aufgefangen. Dieses Gerät darf nur auf Anordnung eines Arztes verwendet werden.

#### Besonderheiten

Gewicht und kompakten Abmessungen  
Schnelle Anzeige von eingestellten Werte durch LED-Licht  
Vase mit hoher Kapazität wiederverwendbar  
Klassifikation ISO Hohes Vakuum / Hohe Strömung

#### Serienausstattung

Netzteil 220/12V mit Kabel und Schutzkontaktsteckdose.  
Batterie  
wiederverwendbare vase  
wiederverwendbare patientenschlauch

#### Zubehör

SC70077E- FILTER, VERBINDUNGSSCHLAUCHS, KNIESTÜCK  
SC70085A- WIEDERVERWENDBARER 1L-BEHÄLTER  
SC73016E- PATIENTENSCHLAUCH STERILE

#### Standards-compliant

ISO 10079-1  
RTCA/DO-160E DO-160E - Abschnitt 21 Kategorie M  
(Nur bei Batteriebetrieb; Verkehrsflugzeuge, Bordgerät)

#### Technische daten

Abmessungen	185x205x220 mm
Gewicht	1,98 kg
Netzteil Gewicht	520 g
Vakuumbereich	50 bis 550 mmHg
Luftströmung am Pumpeneingang	27 l/min
Geräuschpegel	70 dB
Elektrische Anforderungen	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max
IP Grad	IP 12
Batterie	12V DC Ni-MH
Betriebsweise	30 Min. ein, 30 Min. aus
Ladezeit	5 h
Kapazität Sammelbehälter	1000 ml
Patientenschlauch	1,8 m
Betriebstemperaturbereich	0°C / +45°C
Lagerungstemperatur	-40°C / +70°C
Relative Feuchtigkeit	0 - 95%

Klasse IIa Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/CEE

JET WIRE HOMECARE  
SC76400C



7310PD-S (Identifikationsmodell des Vakuumpumpe-Körpers)

von Spencer Italia s.r.l. verteilt

Rev.1 (15/01/2018)

Unkontrollierte Kopie – nachfolgenden Revisionen verfügbar sein wird <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)