

## JET WIRE HOMECARE

### Aspiratore di secreti portatile



Il dispositivo è inteso per la rimozione di fluidi dalle vie respiratorie. Il dispositivo crea una pressione negativa che estrae i fluidi attraverso un tubo monouso collegato a un recipiente di raccolta. I fluidi vengono intrappolati nel recipiente di raccolta per essere opportunamente smaltiti.

#### Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti  
Rapida visualizzazione del vuoto impostato grazie ai led luminosi  
Vaso capiente e riutilizzabile  
Classificazione ISO Alto vuoto/Alto flusso

#### Dotazione di serie

Alimentatore 220V/12V con cavo e presa Schuko.  
Batteria  
Vaso riutilizzabile  
Tubo paziente sterile  
Filtro antibatterico

#### Ricambi

SC70077E - GRUPPO FILTRO-TUBO SILIC-RACC.GOM.  
SC70085A - VASO 1L C/COPERCHIO  
SC73016E - TUBO ASPIRAZIONE STERILE

#### Conforme a

ISO 10079-1  
RTCA/DO-160E DO-160E - Sezione 21 Categoria M  
(Solo per alimentazione a batteria; Aeromobili commerciali, attrezzature aeree)

#### Dati tecnici

Dimensioni	185x205x220 mm
Peso	1,98 kg
Peso trasformatore	520 g
Range vuoto	Da 50 a 550 mmHg
Aspirazione flusso libero	27 l/min
Livello acustico	70 dB
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max
Grado IP	IP 12
Batteria	12V DC Ni-MH
Modo di funzionamento	30 min ON, 30 min OFF
Tempo di ricarica batteria	5 ore
Capacità vaso	1000 ml
Tubo paziente	1,8 m
Temp. d'uso	Da 0°C a +40°C
Temp. di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Umidità	Da 0 a 95%

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

JET WIRE HOMECARE  
SC76400C



7310PD-S Identificazione modello gruppo aspiratore

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)