


## BASE FERMACAPO



Base per fermacapo Spencer Super.

### Caratteristiche specifiche

Ampie zone strap consentono un fissaggio semplice e particolarmente stabile  
Cinture per la solidarizzazione alla tavola spinale

### Dati tecnici

Dimensioni base fermacapo <sup>1</sup>	390x260x15 mm
Peso	420 ± 10 g
Materiali	PVC, Nylon
<sup>1</sup> Asole escluse	

### Standard di riferimento

NA

BASE FERMACAPI SUPER (NO HP)  
SH00099A

Rev.1 (07/02/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)