

SUPER

Inmovilizador de cabeza universal compacto



Los inmovilizadores de cabeza Super son accesorios para tablas espinales o camillas tipo cuchara, que deben utilizarse para aumentar el grado de inmovilización del paciente.

Características específicas

El relleno de la base aumenta la comodidad del paciente
 Anchas superficies de velcro hacen que el posicionamiento de las almohadas sea más fácil
 Correas frontales y para el mentón ajustables, acolchadas y suaves, de alta adherencia para optimizar la inmovilización
 Almohadas hechas de material no absorbente para un fácil saneamiento
 Agujeros de gran volumen para la inspección del oído
 Permite la realización de exámenes de diagnóstico preliminares a los rayos X

Datos técnicos

Dimensión base ^(incluido el ojal)	365 x 260 x 20 mm
Dimensión almohada ^(1 unidad)	255 x 85 x 160 mm
Agujero para la inspección del oído	∅ 70 mm
Peso base	360 ± 10 g
Peso almohada	500 ± 10 g
Peso total	1,46 ± 0,07 kg
Materiales	PE, PVC, Nylon

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

SUPER BLUE - INMOVILIZADOR DE CABEZA COMPACTO AZUL

SH00110C

Clasificación CND



Y060312

ID de registro

102238

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it