

SUPER

Immobilisateur de tête universel compact



Dispositif pour l'immobilisation de la tête destiné à être utilisé avec des plans durs et civière de relevage Spencer. Il peut être utilisé avec d'autres dispositifs d'immobilisation et tous les colliers cervicaux Spencer.

Caractéristiques spécifiques

- Le rembourrage de la base offre un grand confort au patient
- Les larges surfaces de sangle facilitent le positionnement des coussins
- Bandes de la front et du menton réglables avec des zones d'appui menton-face et en matériau mou à haute adhérence pour optimiser l'immobilisation
- Oreillers en matériau non absorbant qui permettent une hygiène simple
- Grands trou pour l'inspection auriculaire

Données techniques

Dimensions de base (sans trous)	365x260x20 mm
Taille unique oreiller	255x85x160 mm
Trous d'inspection auriculaire	Ø70 mm
poids de base	360 ± 10g
Poids oreiller unique	500 ± 10g
poids total matériels	1,46 ± 0,07 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

SUPER – Immobilisateur de tête
UNIVERSEL COMPACT BLEU
SH00110C



Classification CND	Y060312
Enregistrement d'identité	102238

Rev. 2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italie Srl. Sala Baganza (PR) Italie Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it