

## SUPER

### Uniwersalne, kompaktowe unieruchomienie głowy



Produkt przeznaczony do unieruchamiania głowy i przeznaczony do wykorzystania z deskami ortopedycznymi i noszami podbierającymi Spencer. Może być używane wspólnie z innymi unieruchomieniami, takimi jak SED lub dowolne kołnierze szyjne Spencer.

#### Cechy charakterystyczne

- Wyściełana podstawa zwiększająca komfort pacjenta
- Szerokie taśmy mocujące ułatwiające ustawienie głowy
- Regulowane taśmy przednie i podbródkowe z wyściełanym, przylegającym wykończeniem dla optymalnego unieruchomienia.
- Poduszki boczne z niewchłaniającego materiału ułatwiające czyszczenie
- Duże otwory inspekcyjne uszu.

#### Dane techniczne

Wymiary podstawy <sup>(bez mocowań)</sup>	365x260x20 mm
Wymiary poduszki <sup>(1 szt.)</sup>	255x85x160 mm
Otwór inspekcyjny uszu	ø70 mm
Waga podstawy	360 ± 10g
Waga poduszki	500 ± 10g
Waga całkowita	1,46 ± 0,07 kg
Materiały	PE, PVC, Nylon

Klasa I Urz. Med zgodnie z Dir. 93/42/CEE

SUPER BLUE - COMPACT UNIV.

HEAD IMMOB.

SH00110C

Klasyfikacja CND



Y060312

Numer rejestracji

102238

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)