

SUPER

Fermacapo universale compatto



I fermacapo Super sono accessori per tavole spinali o barelle cucchiaio, da utilizzarsi per incrementare il grado di immobilizzazione del paziente.

Caratteristiche specifiche

- La base imbottita aumenta il comfort del paziente
- Le ampie superfici del cinturino aumentano la superficie di appoggio
- Cinghie frontali e mento regolabili con imbottiture morbide e ad alta aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione
- Cuscini realizzati in materiale non assorbente e facili sa igienizzare
- Foro di ispezione orecchio largo

Dati tecnici

Dimensione base ^(cuscini esclusi)	365 x 260 x 20 mm
Dimensione cuscino ^(1 pezzo)	255 x 85 x 160 mm
Foro per ispezione orecchio	Ø 70 mm
Peso base	360 ± 10 g
Peso cuscino	500 ± 10 g
Peso totale	1,46 ± 0,07 kg
Materiali	PE, PVC, Nylon

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SUPER BLUE - FERMACAPO
COMPATTO GIALLO
SH00111C



Classificazione CND	Y060312
Numero di registrazione	161554

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it