

755

Fermacapo monouso universale



Dispositivo monouso per l'immobilizzazione del capo caratterizzato da elevata versatilità ad un costo contenuto.

Caratteristiche specifiche

Fissaggio semplice grazie alle strisce adesive incorporate
 Zona di appoggio nuca morbida per aumentare il comfort
 Morbida fascia con strap per l'applicazione del dispositivo

Dati tecnici

Dimensioni	400x130x10 mm
Materiali	PE, PU
Peso	55 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

755 - FERMACAPO MONOUSO
 UNIVERSALE
 SH00130C



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	194516

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it