

FXA PRO

Inmovilizador de tobillos universal anatómico



Los inmovilizadores de tobillos FXA Pro son accesorios para tablas espinales o camillas tipo cuchara, que deben utilizarse para aumentar el grado de inmovilización del paciente.

Características específicas

La forma envolvente del área de soporte lo hace imperceptible para el paciente

Banda de correa ajustable para fijar a la mesa espinal y para la inmovilización de los tobillos

La correa se puede quitar, por lo que es muy fácil limpiar el dispositivo

Robusto y ligero

Datos técnicos

| | |
|-------------|-----------------------|
| Dimensiones | 290 x 160 x 80 ± 5 mm |
| Materiales | PE, Nylon |
| Peso | 350 ± 10 g |

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

FXA PRO - INMOVILIZADOR DE TOBILLOS UNIVERSAL ANATÓMICO
SH00151A



Clasificación CND

V0899

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it