

## FXA PRO

### Immobilisateur de chevilles anatomique universel



Les immobilisateurs de chevilles FXA Pro sont des accessoires pour les plans durs ou les civières cuillère, à utiliser pour augmenter le niveau d'immobilisation du patient.

#### Caractéristiques spécifiques

La forme anatomique du dispositif le rend imperceptible au patient

Sangle unique et réglable pour solidarisation au plan dur et pour l'immobilisation des chevilles

La sangle peut s'enlever du dispositif pour simplifier les opérations de nettoyage

Extrêmement robuste et léger

#### Données techniques

Dimensions	290 x 160 x 80 ± 5 mm
Matériaux	PE, Nylon
Poids	350 ± 10 g

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

FXA PRO - IMMOBILISATEUR  
CHEVILLES UNIV. ANATOM.

SH00151A

Classification CND V0899

Identifiant d'enregistrement 195166



Rev.0 (19/05/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)