

FXA PRO

Fermacaviglie universale anatomico



I fermacaviglie FXA Pro sono accessori per tavole spinali o barelle cucchiaio, da utilizzarsi per incrementare il grado di immobilizzazione del paziente.

Caratteristiche specifiche

La forma avvolgente della zona di appoggio lo rende impercettibile per il paziente

Fascia strap regolabile per il fissaggio alla tavola spinale e per l'immobilizzazione delle caviglie

La fascia può essere rimossa rendendo semplicissime le operazioni di pulizia del dispositivo

Estremamente robusto e leggero

Dati tecnici

Dimensioni	290 x 160 x 80 ± 5 mm
Materiali	PE, Nylon
Peso	350 ± 10 g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

FXA PRO - FERMACAVIGLIE
UNIVERSALE ANATOMICO
SH00151A



Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	195166

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it