

751

Fermacapo monouso gonfiabile



Dispositivo monouso per l'immobilizzazione del capo caratterizzato da elevata versatilità ad un costo contenuto.

**Caratteristiche specifiche**

- La trasparenza limita la sensazione di claustrofobia
- Può essere fissato con nastro chirurgico
- Il sistema anti sfiato integrato nella valvola consente di regolare in modo semplice e preciso la pressione di gonfiaggio rendendolo estremamente adattabile alla conformazione del paziente
- Frecce per l'immediata identificazione del verso di applicazione
- Ingombro di stoccaggio estremamente contenuto

**Dati tecnici**

Dimensioni singolo cuscino	300x200x100 ± 10 mm
Materiali	PVC
Peso totale	150 ± 10g

**DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE**

751 - FERMACAPO GONFIABILE MONOUSO SH00160A	
Classificazione CND	
Identificativo registrazione	194499

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)