

## SUPER BLUE HP

### Fermacapo universale



I fermacapo Super Blue HP sono accessori per tavole spinali o barelle cucchiaio, da utilizzarsi per incrementare il grado di immobilizzazione del paziente.

#### Caratteristiche specifiche

- Ampie superfici strap facilitano il posizionamento del cuscino
- Sul lato inferiore della base, un ampio elemento strap ricopre l'intera superficie permettendo un fissaggio più stabile sul dispositivo di immobilizzazione
- Cinghie frontali e mento regolabili con imbottiture morbide e ad alta aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione
- Cuscini realizzati in materiale non assorbente e facili da igienizzare
- Ampi fori per l'ispezione auricolare

#### Dati tecnici

Dimensioni base	445 x 280 x 15 mm
Dimensioni cuscino <sup>(1 pezzo)</sup>	255 x 80 x 155 mm
Foro per ispezione orecchio	Ø 70 mm
Peso base	700 ± 10 g
Peso cuscino	500 ± 30 g
Peso totale	1,83 ± 0,3 kg
Materiali	PE, PVC, Nylon

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

MOD.F011 SUPER BLUE HP  
FERMACAPO UNIVERSALE  
SH00166C

Classificazione CND



Y060312

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)