

SPENCER CONTOUR

Fermacapo universale anatomico



I fermacapo Spencer Contour sono accessori per tavole spinali o barelle cucchiaio, da utilizzarsi per incrementare il grado di immobilizzazione del paziente.

Caratteristiche specifiche

- Apertura per ispezione auricolare
- Cuscini del fermacapo morbidi per aumentare il comfort
- Ampie zone strap consentono un fissaggio semplice
- Fasce mento e fronte regolabili con inserti in gomma aderente per ottimizzare l'immobilizzazione
- Superfici lisce facilmente igienizzabili
- Zona imbottita centrale rimovibile per ottimizzare l'applicazione adulto o pediatrica

Dati tecnici

Dimensioni cuscino fermacapo ¹	235 x 130 x 160 mm
Dimensioni base fermacapo ²	390 x 260 x 15 mm
Peso fermacapo	1,5 ± 0,1 kg
Materiali	PU, Nylon, PVC

¹Dimensione del singolo cuscino

²Asole escluse

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER CONTOUR - FERMACAPO
ANATOMICO GIALLO

SH00201A

Classificazione CND

Identificativo registrazione 102237



Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.L. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it