

SPENCER CONTOUR

Imobilizador de cabeça anatômico universal



Os imobilizadores de cabeça Spencer Contour são acessórios para as pranchas dorsais ou macas tipo colher, que devem ser utilizados para aumentar o grau de imobilização do paciente.

Especificações técnicas

Abertura para permitir a inspeção dos pavilhões auriculares
 Almofadas do imobilizador macias para aumentar o conforto
 Grandes zonas strap permitem uma fixação simples
 Cintos para queixo e frente ajustáveis com inserções de borracha aderente para otimizar a imobilização
 Superfícies lisas e fácil de limpar
 Zona central acolchoada para otimizar a aplicação no adulto ou no pediátrico

Dados técnicos

Dimensões almofada imobilizador de cabeça ¹	235 x 130 x 160 mm
Dimensões base imobilizador de cabeça ²	390 x 260 x 15 mm
Peso imobilizador de cabeça	1,5 ± 0,1 kg
Materiais	PU, Nylon, PVC

¹Dimensão de uma almofada

²Ilhós excluídos

DM de Class I de acordo com o Reg, UE 2017/745

SPENCER CONTOUR -
 IMOBILIZADOR DE CABEÇA
 ANATÔMICO AMARELO

SH00201A

Classificação CND

ID de registro



102237

Rev.0 (19/05/2021)

CÓPIA NÃO CONTROLADA - revisões sucessivas estarão disponível no link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it