

BASE FERMACAPO



Base per fermacapo Spencer, utilizzabile con tutte le tavole spinali e cucchiaio Spencer.

Caratteristiche specifiche

Ampie zone strap consentono un fissaggio semplice e particolarmente stabile

Zona centrale imbottita rimovibile per ottimizzare l'applicazione adulto o pediatrica

Dati tecnici

Dimensioni base fermacapo ¹	390x260x15 mm
Peso	450 ± 10 g
Materiali	PVC, Nylon
¹ Asole e cuscino centrale esclusi	

Standard di riferimento

NA

BASE CONTOUR/TANGOFIX (NO HP)
SH00215A

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it