

## SET FASCE PER FERMACAPO



Coppia fasce mento e fronte di ricambio da utilizzarsi con fermacapo Spencer con base non HP.

#### Caratteristiche specifiche

Nastri con chiusura a strap regolabile per offrire la massima versatilità e adattabilità

Zona di appoggio mento-fronte realizzata con materiale morbido e ad elevata aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione

#### Dati tecnici

Lunghezza fascia distesa <sup>1</sup>	110 cm
Larghezza nastro	2 cm
Dimensioni zona di appoggio	170x35 mm
Peso coppia fasce	90 ± 5g

<sup>1</sup> La lunghezza utile varia in funzione del fermacapo utilizzato

SET FASCE MENTO/FRONTI PER FERMACAPI NO HP  
SH00219A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)