

## TANGO FIX

### Inmovilizador de cabeza adulto/pediátrico integrado



Los inmovilizadores de cabeza Tango Fix son accesorios para tablas espinales o camillas tipo cuchara, que deben utilizarse para aumentar el grado de inmovilización del paciente.

#### Características específicas

- El acolchado de la base ofrece un alto confort al paciente
- La parte central de la base es removible para permitir una mejor adaptación cuando se usa en una configuración pediátrica
- Base con tejido de PVC para un saneamiento más efectivo
- Cintas frente y mentón ajustables con relleno suave y con altos grados de adhesión para optimizar la inmovilización
- El inmovilizador de cabeza pediátrico se obtiene de lo adulto con extrema facilidad, lo que garantiza la velocidad en las operaciones de rescate y minimiza los impedimentos dentro de la ambulancia
- Las almohadas rígidas con relleno en la parte interna permiten un alto grado de inmovilización sin comprometer la comodidad del paciente
- Grandes aperturas laterales para permitir la inspección de la oreja
- Fijación de los cojines a la base mediante amplias superficies de fleje

#### Repuestos

SH00215A	Base para Contour/Tango Fix
SH00219A	Cintas menton/frente para inmovilizadores (no HP)
SH00221A	Kit cintas menton/frente inmovilizador de cabeza pediátrico

#### Datos técnicos

Dimensión total	380 x 265 x 180 ± 10 mm
Dimensión almohada pediátrico	190 x 70 x 120 ± 5mm
Materiales	PE, Nylon, TPU
Peso base	450 ± 10 g
Peso almohada pediátrico	560 ± 10 g
Peso almohada adulto	1060 ± 20 g
Peso total	2080 ± 30 g

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

TANGO FIX HP - INMOVILIZADOR DE CABEZA ADULTO/PEDIÁTRICO

SH00240A

Clasificación CND



Y060312

ID de registro

456414

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)