

TANGO FIX

Fermacapo adulto e pediatrico integrati



I fermacapo Tango Fix sono accessori per tavole spinali o barelle cucchiaio, da utilizzarsi per incrementare il grado di immobilizzazione del paziente.

Caratteristiche specifiche

- L'imbottitura della base offre elevato comfort al paziente
- La parte centrale della base è rimovibile per permettere un miglior adattamento quando utilizzato in configurazione pediatrica
- Base con tessuto PVC per una igienizzazione più efficace
- Fascia frontale e mentoniera regolabili con zone di appoggio mento-fronte realizzate in materiale morbido e ad elevata aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione
- Il fermacapo pediatrico si ottiene da quello adulto con estrema facilità, garantendo rapidità nelle operazioni di soccorso e minimizzando gli ingombri all'interno dell'ambulanza
- I cuscini rigidi con lato interno imbottito, garantiscono un elevato grado di immobilizzazione senza compromettere il comfort del paziente
- Fermacapo adulto e pediatrico sono dotati di ampie aperture laterali per consentire l'ispezione auricolare
- Fissaggio dei cuscini alla base per mezzo di ampie superfici strap

Ricambi

SH00215A	Base Contour/Tango Fix
SH00219A	Set fasce mento/fronte Fermacapi (no HP)
SH00221A	Set fasce mento/fronte fermacapo pediatrico

Dati tecnici

Dimensioni totali	380 x 265 x 180 ± 10 mm
Dimensioni cuscino pediatrico	190 x 70 x 120 ± 5mm
Materiali	PE, Nylon, TPU
Peso base	450 ± 10 g
Peso cuscini pediatrici	560 ± 10 g
Peso cuscini adulto	1060 ± 20 g
Peso totale	2080 ± 30 g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

TANGO FIX - FERMACAPO
ADULTO/PEDIATRICO
SH00240A



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	456414

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it