

TANGO FIX

INMOVILIZADOR DE CABEZA ADULTO/PEDIÁTRICO INTEGRADO



Dispositivo para la inmovilización de la cabeza destinado a ser utilizado con tableros espinales o camillas cucharas Spencer.

Características específicas

- El acolchado de la base ofrece un alto confort al paciente
- La parte central de la base es removible para permitir una mejor adaptación cuando se usa en una configuración pediátrica
- Base con tejido de PVC para un saneamiento más efectivo.
- Cintas frente y mentón ajustables con relleno suave y con altos grados de adhesión para optimizar la inmovilización
- El inmovilizador de cabeza pediátrico se obtiene de lo adulto con extrema facilidad, lo que garantiza la velocidad en las operaciones de rescate y minimiza los impedimentos dentro de la ambulancia
- Las almohadas rígidas con relleno en la parte interna permiten un alto grado de inmovilización sin comprometer la comodidad del paciente
- Grandes aperturas laterales para permitir la inspección de la oreja
- Fijación de los cojines a la base mediante amplias superficies de fleje

Repuestos

SH00215A	Base Contour/Tangofix
SH00219A	CINTAS MENTON/FRENTE PARA INMOVILIZADORES NO HP
SH00221A	KIT CINTAS MENTON/FRENTE INMOVILISADOR DE CABEZA PEDIÁTRICO

Detalles técnicos

Dimensión total	380x265x180 ± 10 mm
Dimensión almohada pediátrico	190x70x120 ± 5mm
Materiales	PE, Nylon, TPU
Peso base	450 ± 10
Peso almohada pediátrico	560 ± 10g
Peso almohada adulto	1060 ± 20 g
Peso total	2080 ± 30 g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

TANGO FIX INMOVILIZADOR DE CABEZA ADULTO/PEDIÁTRICO INTEGRADO
SH00240A



Clasificación CND Y060312
ID de registro 456414

Rev.4 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it