


BASE PER FERMACAPI HP



Base rigida per il fissaggio di fermacapi su tavole spinali Spencer.

Caratteristiche specifiche

Ampie zone strap per il posizionamento sulla spinale e per il fissaggio dei cuscini

Il materiale di costruzione lo rende facilmente igienizzabile

Dati tecnici

Dimensioni	445x280x15 mm
Asole per cinghie di fissaggio	12
Peso	430 ± 10g
Materiale	PE

BASE FERMACAPI SUPER HP
SH00243A



Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it