

## TANGO FIX HP

Fermacapo adulto e pediatrico integrati



I fermacapo Tango Fix HP sono accessori per tavole spinali o barelle cucchiaio, da utilizzarsi per incrementare il grado di immobilizzazione del paziente.

### Caratteristiche specifiche

La zona di appoggio del capo è morbida per offrire elevato comfort al paziente

La parte centrale della base è rimovibile per permettere un miglior adattamento quando utilizzato in configurazione pediatrica

Base in polietilene facilmente igienizzabile

Fascia frontale e mentoniera regolabili con zone di appoggio mento-fronte realizzate in materiale morbido e ad elevata aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione

Il fermacapo pediatrico si ottiene da quello adulto con estrema facilità, garantendo rapidità nelle operazioni di soccorso e minimizzando gli ingombri all'interno dell'ambulanza

I cuscini rigidi con lato interno imbottito, garantiscono un elevato grado di immobilizzazione senza compromettere il comfort del paziente

Fermacapo adulto e pediatrico sono dotati di ampie aperture laterali per consentire l'ispezione auricolare

### Dati tecnici

Dimensioni totali	445 x 280 x 180 ± 10 mm
Dimensioni cuscino pediatrico	190 x 70 x 120 ± 5 mm
Materiali	PE, Nylon, TPU
Peso base	700 ± 10
Peso cuscini pediatrici	560 ± 10g
Peso cuscini adulto	1060 ± 20 g
Peso totale	2320 ± 30 g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

TANGO FIX HP - FERMACAPO  
ADULTO/PEDIATRICO

SH00246A

Classificazione CND



Y060312

Identificativo registrazione

469402

### Ricambi

SH00244A	Set fasce mento/fronte fermacapi HP
SH00221A	Set fasce mento/fronte fermacapo pediatrico

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)