

PEDI GO

Inmovilizador de cabeza pediátrico



Los inmovilizadores de cabeza Pedi Go son accesorios para tablas espinales o camillas tipo cuchara, que deben utilizarse para aumentar el grado de inmovilización del paciente.

Características específicas

Rápido y fácil de aplicar gracias a la cinta en la parte inferior
 Cintas frente y mentón ajustables con relleno suave y con altos grados de adhesión para optimizar la inmovilización
 Las almohadas rígidas con relleno en la parte interna permiten un alto grado de inmovilización sin comprometer la comodidad del paciente
 Grandes aperturas laterales para permitir la inspección de la oreja

Datos técnicos

Dimensiones almohada ^(una pieza)	190 x 70 x 120 ± 5 mm
Materiales	PE, Nylon, TPU
Peso almohada pediátrica	560 ± 10 g

Repuestos

SH00219A	Cintas menton/frente para inmovilizadores (no HP)
SH00221A	Kit cintas menton/frente inmovilizador de cabeza pediátrico

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

PEDI GO - INMOVILIZADOR DE CABEZA PEDIÁTRICO

SH00262A

Clasificación CND Y060312

Número de registro 425600



Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it