

## PEDI GO

### Fermacapo pediatrico



I fermacapo PEDI GO sono accessori per tavole spinali o barelle cucchiaio, da utilizzarsi per incrementare il grado di immobilizzazione del paziente.

#### Caratteristiche specifiche

Semplice e rapido da applicare grazie agli inserti strap sulla base  
Fascia frontale e mentoniera regolabili con zone di appoggio mento-fronte realizzate in materiale morbido e ad elevata aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione

I cuscini rigidi con lato interno imbottito, garantiscono un elevato grado di immobilizzazione senza compromettere il comfort del paziente

Ampie aperture laterali per permettere l'ispezione auricolare

#### Ricambi

SH00219A	Set fasce mento/fronte fermacapi (no HP)
SH00221A	Set fasce mento/fronte fermacapo pediatrico

#### Dati tecnici

Dimensioni cuscino <sup>(un pezzo)</sup>	190 x 70 x 120 ± 5 mm
Materiali	PE, Nylon, TPU
Peso cuscino pediatrico	560 ± 10 g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

PEDI GO - FERMACAPO PEDIATRICO

SH00262A



Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 425600

Rev.0 (19/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)